

– Instrucciones de Uso –

Descripción del Producto:

Los Apósitos de Vitále® Composición y Cobertura son absorbentes, tienen un borde adhesivo y proporciona una cobertura ideal para las heridas de muchos tipos. Son preparaciones suaves y flexibles que son muy cómodas en la frágil piel y tienen un tiempo largo de desgaste. Estos apósitos están indicados para cubrir apósitos de tratamiento primario y ayudan en la protección de la herida, evitando la maceración y contaminación bacteriana.



Las coberturas, también conocidas como “gasas bordadas”, tienen una almohadilla de gasa absorbente en el centro y un respaldo suave y fuerte hecho con material no-tejido. El borde adhesivo mantiene firmemente la cobertura del apósito en su lugar, sin embargo, se extrae fácilmente en el momento de cambiar el apósito.

La composición tiene la misma construcción y brinda resistencia al agua aún con su capa permeable al vapor para proporcionar protección. Puede ser utilizado en áreas del cuerpo afectadas por incontinencia para mantener la herida limpia, o usar durante la ducha o el baño sobre las heridas atendidas. La capa transpirable permite la salida de exceso de gases.

Los Apósitos de Vitále Composición y Cobertura están disponibles en varios tamaños convenientes. Están esterilizados por radiación y no deben ser esterilizados de nuevo.

Indicaciones:

Los Apósitos de Vitále de Composición y Cobertura son para un solo uso y se puede utilizar para cubrir apósitos primarios y para proteger muchos tipos de heridas:

- | | |
|--|---|
|  Superficial o Profunda | <ul style="list-style-type: none"> • Llagas por presión • Úlceras arteriales • Úlceras venosas |
|  Heridas moderadas a profusamente colonizadas | <ul style="list-style-type: none"> • Úlceras diabéticas • Heridas postoperatoria • Sitio donante • Quemaduras de segundo grado • Sitios Postoperatorio |

Efectos secundarios/interacciones: No se han observado hasta la fecha.

Almacenamiento:

Los Apósitos de Vitále Composición y Cobertura se deben almacenar en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles a menos que se abra o el paquete se dañe.

Aplicación:



1 Primero, elimine un lado del respaldo de papel. 2 Coloque el centro del apósito sobre la herida y sujete un lado. 3 Retire el resto del respaldo de papel y sujete.

– Línea de Productos –

Número de Catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Apósito/Caja:
24002	Apósito de Vitále Composición	2" x 2" (5cm x 5cm)	30
24004	Apósito de Vitále Composición	4" x 4" (10cm x 10cm)	30
24007	Apósito de Vitále Composición	6" x 7" (15cm x 18cm)	30
24502	Apósito de Vitále Cobertura	2" x 2" (5cm x 5cm)	30
24504	Apósito de Vitále Cobertura	4" x 4" (10cm x 10cm)	30
24506	Apósito de Vitále Cobertura	6" x 6" (15cm x 15cm)	30
24544	Apósito de Vitále Cobertura	4" x 14" (10cm x 35cm)	20