

## – Instrucciones de uso –

**Descripción del producto:** Los apósitos de espuma Vitále® son muy absorbentes y proporcionan las condiciones húmedas ideales para la cicatrización. Son apósitos blandos y flexibles que resultan muy cómodos sobre la piel frágil y se pueden usar en forma prolongada, hasta siete días como máximo. Estos apósitos están indicados para el tratamiento de heridas con exudado de moderado a intenso y facilitan su protección, al evitar la contaminación bacteriana y la maceración de la piel.

Tienen dos capas; una espuma absorbente que se impregna de los exudados y los retiene, y una película protectora impermeable pero permeable al vapor (excepto 20463). Las versiones adhesivas cuentan con un borde con película impermeable y adhesivo hipoalergénico que mantiene el apósito en su lugar. La película transpirable también permite eliminar el exceso de gases, a fin de absorber la humedad. En el estilo 20463 no existe un soporte de película impermeable.

Los apósitos de espuma Vitále están esterilizados mediante radiación y no deben volver a esterilizarse.

**Indicaciones:** Los apósitos de espuma Vitále son para un solo uso únicamente y pueden utilizarse para el tratamiento de los siguientes tipos de lesiones:

- Úlceras por presión
- Úlceras arteriales
- Úlceras venosas
- Sitios de piel donante
- Quemaduras de segundo grado
- Heridas profundas y superficiales
- Heridas con exudado de moderado a intenso
- Úlceras diabéticas

**Precauciones:** No utilice con soluciones de hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno.

**Efectos secundarios/Interacciones:** no se ha observado ninguno hasta la fecha.

**Conservación:** Los apósitos de espuma Vitále deben guardarse en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles a menos que el envase se encuentre abierto o dañado.

**Aplicación:**

1. Limpie y enjuague la herida de la forma habitual. Se recomienda utilizar el aerosol desinfectante Vitále, ya que contiene zinc, que ayuda a acondicionar y preparar el lecho de la herida para su cicatrización.
2. Utilizando una técnica estéril (en apósitos adhesivos), retire el papel protector para dejar expuesta la capa de contacto con el paciente.
3. Aplique el apósito de espuma de silicona Vitále sobre la herida húmeda. La capa de contacto de espuma debe cubrir el lecho de la herida. Si se usa la versión adhesiva, el borde se debe adherir al tejido que rodea la herida. No estire el apósito al aplicarlo.
4. Cubra no adhesiva apósitos adecuadamente.
5. Cambie el apósito según las indicaciones cuando la espuma se sature o cada 7 días, como mínimo.

## – Línea de productos: –

Número de catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Apósitos por caja:
20344	Apósitos de espuma adhesivos Vitále	4"x4" (10cm x 10cm)	10
20366	Apósitos de espuma adhesivos Vitále	6"x6" (15cm x 15cm)	10
20444	Apósitos de espuma no adhesivos Vitále (con la película impermeable)	4"x4" (10cm x 10cm)	10
20463	Apósitos de espuma no adhesivos Vitále	3"x3" (7.5cm x 7.5cm)	10



CellEra, LLC Cincinnati, OH  
www.celleralc.com

**STERILE R** Esterilizado por irradiación

Para un solo uso

Mantenga seco

77°F / 25°C Proteja del calor

**Rx** Venta con receta únicamente