

– Instrucciones de uso –

Descripción del producto: Los apósitos de espuma para talón Vitále® son sumamente absorbentes y su forma se ajusta fácilmente alrededor de un talón sensible o herido para proporcionarle protección, absorción y retención del calor. Pueden emplearse para el tratamiento de heridas con exudados moderados a intensos. La espuma contiene al exudado hasta el momento de cambiar el apósito; y el apósito sigue proporcionando protección y confort.

Los apósitos de espuma Vitále se esterilizan por exposición a la radiación gamma y no se deben volver a esterilizar. Todo el apósito está constituido por una espuma sumamente absorbente con reverso reforzado con una capa permeable a los vapores para retener la humedad y permitir la circulación de aire. Su absorción superior impele a los exudados hacia el apósito para ayudar a prevenir la maceración del lecho de la herida. El diseño único del apósito permite que un tamaño se ajuste a todas las necesidades, con lados que se superponen para sellar cualquier fuga.

Indicaciones:

Los apósitos de espuma para talón Vitále son de un solo uso y se pueden utilizar para el tratamiento de los siguientes tipos de heridas en talones y tobillos:

- Úlceras de decúbito
- Úlceras arteriales
- Áreas donantes de piel
- Heridas profundas y superficiales
- Heridas con exudado moderado a intenso
- Úlceras diabéticas
- Quemaduras de segundo grado

Las heridas en tratamiento pueden presentar un exudado de moderado a intenso y pueden ser superficiales o profundas.

Contraindicaciones: No están indicados para quemaduras de tercer grado.

Almacenamiento: Los apósitos de espuma para talón Vitále deben conservarse en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles a menos que el paquete esté abierto o dañado.

Aplicación:

1. Limpiar y enjuagar la herida en la forma habitual. El aerosol Vitále es ideal para esto, dado que contiene zinc para ayudar a acondicionar el lecho de la herida.

2. Coloque primero el apósito de espuma para talón Vitále en la planta del talón, con las “alas afiladas” extendidas hacia cada lado del talón. El adhesivo fijará el apósito a la parte inferior del pie mientras el apósito se ajusta al contorno del tobillo.

3. A continuación adhiera el centro del apósito a la parte posterior del tobillo, extendiéndolo suavemente sobre el talón. Las alas redondeadas deben extenderse hacia cada lado del tobillo.

4. A continuación adhiera suavemente las alas redondeadas alrededor del tobillo, teniendo cuidado de alisar el apósito para que quede uniforme.

5. Por último, adhiera las alas puntiagudas al costado del talón y sobre las alas redondeadas ya adheridas para sellarlo.

6. Envolver todo el apósito con una gasa elástica suave para mantenerlo en su lugar. El adhesivo en el vestidor en sí sólo está pensada para alojar durante el proceso de aplicación.

7. Si la espuma se satura, el exudado se escapará por el lado de la espuma. Cuando esto ocurra, se debe cambiar el apósito.

8. El apósito debe cambiarse como se ha indicado cuando la espuma esté saturada, o cada 7 días como mínimo.

– Línea de productos –

Número de producto:	Descripción:	Tamaño:	Apósitos/caja:
20400	Vitále Apósitos de espuma para talón	7" x 7" (18 cm x 18 cm)	5



CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com

No usar si el paquete está dañado

Mantener seco Temperatura de almacenamiento
40° F / 5° C to 100° F / 40° C

Un solo uso ESTERILIZADO Esterilizado con radiación gamma