

– Instrucciones de Uso –

Descripción del Producto: Los Apósitos Impregnados con Hidrogel Vitále® presentan un gel blando impregnado en un apósito absorbente diseñado para el contacto directo con la herida. El hidrogel proporciona un ambiente de herida húmeda que apoya el proceso de curación del cuerpo y promueve el desbridamiento autolítico (eliminación del material necrótico de la herida) sin dañar el nuevo tejido. El apósito de algodón que contiene el hidrogel permite la eliminación del apósito completamente e intacto en el momento del cambio del apósito. Los Apósitos de Hidrogel Vitále son apósitos primarios, y se utilizan con mayor frecuencia en heridas que son de drenaje seco a moderado. Deben cubrirse con un apósito secundario oclusivo o semi oclusivo que mantenga la humedad en el apósito y la herida. Los Apósitos Impregnados de Hidrogel Vitále se esterilizan mediante irradiación y no deben volver a esterilizarse; los productos son estériles a menos que el paquete esté abierto o dañado. Los Apósitos de Hidrogel Vitále son para un solo uso.

Indicaciones: Los Apósitos Impregnados de Hidrogel Vitále se puede utilizar para heridas que sean:



Superficial o Profunda

- Úlceras de Decúbito
- Úlceras Arteriales o Venosas



Drenaje Bajo a moderado

- Laceraciones
- Úlceras Diabéticas
- Heridas Posoperatorias
- Heridas que necesitan autólisis

Precauciones:

- No utilizar en casos de sensibilidad conocida a los Apósitos de Hidrogel Vitále o a cualquiera de sus componentes.
- Los Apósitos de Hidrogel Vitále deben utilizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud.
- Los Apósitos de Hidrogel Vitále se pueden utilizar en heridas infectadas bajo supervisión médica y con la terapia apropiada y el monitoreo frecuente.

Aplicación: Preparación de la herida: Limpie la herida cuidadosamente según el protocolo clínico existente. La piel que rodea la herida debe estar limpia y seca. Prepare el tejido circundante con Toallitas Protectoras para la Piel Vitále.

Aplicación del Apósito: Seleccione un apósito que se ajuste a la herida. Si es necesario, dóblelo para ajustarlo al tamaño de la herida. No extienda el apósito sobre el tejido que se encuentra alrededor de la herida, para evitar la maceración.

Retire cuidadosamente el apósito del empaque estéril, aplicando el centro del apósito al centro de la herida, utilizando una técnica limpia. Presione suavemente, configurando el apósito en los contornos de la herida. Aplique un apósito secundario oclusivo o semi oclusivo.

Cambio del Apósito: Cámbielo diariamente, o más a menudo, según sea necesario. Cámbielo cuando el apósito esté seco para colocar un apósito húmedo en su lugar. Cámbielo si se produce una fuga de exudado a través del apósito secundario.

Si los Apósitos de Hidrogel Vitále se utilizan en presencia de tejido necrótico, la herida puede parecer aumentar en tamaño y profundidad durante la autólisis. Esto es una consecuencia normal del tratamiento oclusivo. Si la herida continúa aumentando después de los primeros cambios del apósito, consulte a un profesional de la salud.

Enjuague antes de evaluar la herida y aplicar un nuevo apósito.

– Línea de Productos –

Número de Catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Apósitos/Caja:
23822	Apósitos Impregnados con Hidrogel Vitále	2" x 2" (5cm x 5cm)	10
23844	Apósitos Impregnados con Hidrogel Vitále	4" x 4" (10cm x 10cm)	10
23845	Apósitos Impregnados con Hidrogel Vitále	4" x 5" (10cm x 12.5cm)	10



CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com



No usar si el paquete está dañado



Un solo uso



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento



Esterilizado con radiación gamma



No fabricado con látex de caucho natural