

– Instrucciones de uso –

Descripción del Producto: Los Apósitos para Heridas Vitále® RTD® están hechos de espuma de poliuretano/poliéster, Azul de Metileno (hasta 0,25 mg/g), Violeta de Genciana (hasta 0,25 mg/g) y Fosfato de Plata, Sodio y Circonio (hasta 7 mg/g).

Indicaciones: El apósito para Heridas RTD® está indicado para el tratamiento de heridas de espesor parcial a total con exudado de ligero a intenso, incluidas las úlceras por presión, las úlceras por estasis venosa y arterial, las úlceras de pie diabético, los desgarros cutáneos, las heridas de injertos y las zonas de donantes, las heridas quirúrgicas y postoperatorias, las quemaduras de primer y segundo grado, las laceraciones y abrasiones y cualquier otra herida causada por un traumatismo.

Aplicación: Tan sencillo como 1-2-3

1. Medir y cortar el Apósito para Heridas RTD® al tamaño de la lesión.
2. Aplicar el apósito para heridas RTD® directamente en el lecho de la herida. El contacto directo es necesario para obtener los mejores resultados.
3. Cubrir con un apósito secundario no oclusivo de su elección. Dejar en su lugar hasta 3 días.

Contraindicaciones: Los Apósitos para Heridas RTD® no están indicados para quemaduras de tercer grado.

Precauciones: En caso de infección clínica, el Apósito para Heridas RTD® no pretende sustituir a la terapia sistémica ni a los protocolos de tratamiento adecuados para la infección.

Precaución: Solo con prescripción médica. Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo a un médico titulado o por orden de éste.

Recomendaciones: Preparación de la herida. Limpiar la herida con el agente de limpieza adecuado según el protocolo del centro. Deben tomarse precauciones estándar para evitar la propagación de agentes infecciosos al vendar las heridas.

Instrucciones para el Apósito de Tunelización: Cortar el apósito RTD® en tiras o cortarlo y enrollarlo al tamaño adecuado. Dejar una "cola" en el extremo del apósito RTD® para facilitar su retirada. Insertarlo en el túnel de la herida.

Instrucciones para el Apósito de Ostromía: Recortar el diámetro exterior del apósito RTD® para que encaje justo dentro del borde adhesivo de la bolsa. Recortar el diámetro interior del apósito RTD® para que se ajuste a la estoma.

Instrucciones de Uso para el Dispositivo de Terapia de Presión Negativa (TPN): Cortar el apósito RTD® a la medida. Colocar el apósito RTD® en contacto con el lecho de la herida. Colocar la espuma del dispositivo de TPN sobre el apósito RTD® y sellar el dispositivo según el protocolo del dispositivo de TPN.

Fijación del Apósito para Heridas RTD® en su Ubicación: Utilizar gasas estériles, gasas elásticas, apósitos de cobertura u otro tipo de cinta adhesiva no oclusiva o de grado médico.

Envoltura de Compresión: El apósito RTD® puede utilizarse bajo una envoltura de compresión o un adhesivo oclusivo con supervisión médica o con cuidadores capacitados.

Sugerencias: El apósito RTD® debe estar en contacto directo con la herida para obtener los mejores resultados. Se ajusta a los bordes de la herida.

Para las heridas con exudado moderado o intenso y las aplicaciones iniciales del apósito RTD®, se recomienda el grosor de 1/4 de pulgada. El grosor de 1/8 de pulgada se recomienda para heridas con exudado más ligero.

Dejar el apósito RTD® colocado durante un máximo de tres días o retirarlo si se satura. Si el apósito se satura antes del cambio de apósito deseado, se puede colocar un segundo apósito encima para que continúe la absorción. Si el apósito RTD® es difícil de retirar, remojarlo con suero fisiológico o agua estéril. Se recomienda una capa no adherente para evitar que se pegue o se enquiste en las últimas fases de la cicatrización de la herida.

– Línea de Productos –

Número de Catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Apósitos/Caja:
20012	Apósitos para heridas Vitále RTD	2" x 2" x 1/4" (5cm x 5cm x 0.6cm)	10
20014	Apósitos para heridas Vitále RTD	4" x 4" x 1/4" (10cm x 10cm x 0.6cm)	10
20015	Apósitos para heridas Vitále RTD	4" x 5" x 1/4" (10cm x 12.5cm x 0.6cm)	10
20032	Apósitos para heridas Vitále RTD	2" x 2" x 1/8" (5cm x 5cm x 0.3cm)	10
20034	Apósitos para heridas Vitále RTD	4" x 4" x 1/8" (10cm x 10cm x 0.3cm)	10
20035	Apósitos para heridas Vitále RTD	4" x 5" x 1/8" (10cm x 12.5cm x 0.3cm)	10



No usar si el paquete está dañado
 Un solo uso
 Mantener seco
 Temperatura de almacenamiento

Esterilizado mediante radiación gamma
 Solo con prescripción médica