

### – Instrucciones de uso –

**Descripción del producto:** los apósitos de espuma de silicona Vitále® son muy absorbentes y proporcionan las condiciones húmedas ideales para la cicatrización de la herida. Son blandos y se adaptan a la piel frágil, y reducen de forma eficaz el dolor y el malestar.

Los apósitos de espuma de silicona Vitále están indicados para el tratamiento de heridas con exudado de moderado a intenso y facilitan su protección, evitando la contaminación bacteriana y la maceración de la piel.

Los apósitos de espuma de silicona Vitále pueden recortarse al tamaño necesario para su aplicación en zonas de difícil acceso.

Los apósitos de espuma de silicona Vitále tienen 3 capas:

1) Una capa de contacto con la herida de silicona blanda que se adapta a la piel para lograr un contacto íntimo. La capa de silicona proporciona adhesión flexible y deja pasar el exudado hasta la capa absorbente para controlar el exceso de humedad.

2) Una almohadilla absorbente con dos componentes: una espuma de poliuretano y capa de fibras superabsorbentes que permite regular de forma eficaz el exudado de la herida para crear las condiciones de humedad ideales.

3) La película externa impermeable pero permeable al vapor es suave y se adapta a la piel frágil.

Los apósitos de espuma de silicona Vitále vienen esterilizados por óxido de etileno y no deben reesterilizarse.

El adhesivo de la silicona permite fijar el borde de manera firme pero al mismo tiempo con delicadeza al tejido periférico, lo que ayuda a evitar la descomposición del tejido circundante. La silicona es elástica y flexible, lo que permite levantar el borde para inspeccionar la herida.

**Indicaciones:** los apósitos de espuma de silicona Vitále son para un solo uso únicamente y pueden utilizarse para el tratamiento de los siguientes tipos de lesiones:

- Úlceras por presión
- Úlceras arteriales
- Úlceras venosas
- Sitios de piel donante
- Heridas profundas y superficiales
- Heridas con exudado de moderado a intenso
- Úlceras diabéticas
- Quemaduras de segundo grado

Las heridas en tratamiento pueden presentar exudado de moderado a intenso, y pueden ser superficiales o profundas.

**Precauciones:** no utilizar con soluciones de hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno.

**Efectos secundarios/Interacciones:** no se ha observado ninguno hasta la fecha.

**Conservación:** los apósitos de espuma de silicona Vitále deben guardarse en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles a menos que el envase en encuentre abierto o dañado.

**Aplicación:**

1. Limpie y enjuague la herida de la forma habitual. Se recomienda utilizar el aerosol desinfectante Vitále, ya que contiene zinc, que ayuda a acondicionar y preparar el lecho de la herida para su cicatrización.

2. Utilizando una técnica estéril, retire el papel protector para dejar expuesta la capa de silicona blanda.

3. Aplique el apósito de espuma de silicona Vitále sobre la herida húmeda. La capa de contacto de silicona blanda es muy flexible y puede adherirse directamente al lecho de la herida y el borde al tejido periférico. No estire el apósito al aplicarlo.

4. Si la espuma se satura, el exudado se filtrará por la parte lateral de la espuma y podrá observarse en el borde. En estos casos, debe cambiarse el apósito.

5. Cambie el apósito según las indicaciones cuando la espuma se sature o cada 7 días, como mínimo.

### – Línea de productos: –

Número de catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Apósitos por caja:
20133	Apósitos de espuma de silicona Vitále	3"x3" (7.5cm x 7.5cm)	10
20144	Apósitos de espuma de silicona Vitále	4"x4" (10cm x 10cm)	10
20166	Apósitos de espuma de silicona Vitále	6"x6" (15cm x 15cm)	10
20190	Apósitos Sacra de espuma de silicona Vitále	7"x6.75" (17.5cm x 17cm)	5



CellEra, LLC Cincinnati, OH  
www.celleralc.com

**STERILE EO** Esterilizar por exposición a óxido de etileno

Para uso único

Mantenga seco

100° F  
40° C  
40° F  
5° C  
Temperatura de almacenamiento